



## 苏木素染色液

**产品名称：** 苏木素染色液

**产品编号：** AR-0711/AR-0712

**产品形式：** 本品为浓缩液，有 10ml 和 50ml 两种规格。

**使用方法：** 用蒸馏水以 1:20 稀释即成工作液，组织切片经显色后，用自来水冲洗。然后滴加两滴苏木素工作液复染 1~5 分钟，自来水冲洗后再用 0.25% 的氨水或 pH7.4 的 PBS 冲洗。

**染色结果：** 染核成蓝色。

**保存条件：** 室温避光保存。

**有效期：** 室温保存至少一年有效

**使用范围：** 适用于 DAB、AEC 等染色后的复染。

### 注意事项：

- 1、需自备 4%多聚甲醛、70%乙醇和 95%乙醇、盐酸酒精。如果需要脱水、透明和封片处理，还需自备二甲苯、中性树胶或其它封片剂。如果样品是石蜡切片，需自备 90%乙醇、无水乙醇以及二甲苯。
- 2、染色液可以重复使用多次，认为效果不佳时再更换新的染色液。样品数量很多时，可使用染色架和染色缸，以便于操作。
- 3、第一次使用本产品时建议先取 1-2 个样品做预实验。
- 4、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 产品信息：

编号	名称	规格	价格
AR-0711	苏木素染色液	10 ml	49.00
AR-0712	苏木素染色液	50 ml	80.00
AR-0721	甲基绿染液	10 ml	55.00
AR-0722	甲基绿染液	50ml	128.00
AR-0771	核快红染液	10ml	48.00
AR-0772	核快红染液	50ml	180.00